

Colonoscopios EC-3890Li



Endoscopios



Colonoscopia



Terapéutico



Tecnología i-Scan

- El EC-3890Li, videocolonoscopio para adulto con capacidades terapéuticas.

Con su tubo de inserción de 13.2 mm, canal grande de 3.8 mm y amplio campo de visión de 140°, este instrumento se puede utilizar para los exámenes de rutina del colon. También incorpora la función de jet de agua, única de Pentax, dedicada para limpiar residuos, heces o sangre del área de visualización.

Excelencia en calidad de imagen HD de alta definición

- Los colonoscopios de video de la serie HD de 90i cuentan con sensores de imagen CCD con recuento de píxeles de resolución de alta definición (HD). La calidad de imagen HD proporciona claridad y nitidez a la imagen endoscópica, lo que puede ayudar a los endoscopistas a visualizar detalladamente la mucosa gastrointestinal.

Control probado del diseño del cuerpo.

- Con un radio de retroflexión 25% más pequeño y una angulación de 210 grados en retroflexión, la maniobrabilidad extra puede permitir al usuario ubicar más fácilmente el colonoscopio para tener acceso a los pólipos escondidos así como para una resección completa de los pólipos difíciles.

Calidad establecida.

- Incluso con los horarios de procedimientos de gran volumen, los endoscopios de la serie 90i son duraderos y confiables. La serie 90i se creó con diseños avanzados para el cuerpo de control, el canal del instrumento y el tubo de inserción. Esta serie también proporciona un valor general y costos de operación bajos cuando se combina con el conveniente servicio al cliente de Pentax Medical y técnicos expertos.



ESPECIFICACIONES. Videocolonoscopio EC-3890Li

Diámetro del Exterior (ø mm)	Diámetro del canal de trabajo (ø mm)	Longitud de Trabajo (mm)	Campo de Visión (°)	Profundidad del campo de visión (mm)	Angulación Arriba/Abajo (°)	Angulación Izq/Der (°)	Irrigación Frontal
13.2	3.8	1700	140	4-100	180/180	160/160	Si