

# ▪ Endoscopio Rígido 9108



Endoscopios



Estroboscopia

- Endoscopios rígidos PENTAX médicos son el "Gold Standard" para la estroboscopia, proporcionando imágenes brillantes y bien iluminadas para una visualización óptima examen y diseño ergonómico para la comodidad del paciente.

Excelente calidad de imagen.

- Endoscopios rígidos PENTAX Medical proporcionan imágenes de alta resolución para una excelente observación para ayudar a optimizar los procedimientos de ORL.

Diseñado para la eficiencia.

- Endoscopios rígidos PENTAX médicos cuentan con un diseño ergonómico con un extremo fino y suave para hacer endoscopia transoral más fácil para los médicos y más tolerable para los pacientes.

Superior Transmisión de la luz.

- El haz de luz integrada de endoscopios rígidos PENTAX Medical proporciona una transmisión óptima de la luz para imágenes brillantes y claras.



## ESPECIFICACIONES. Endoscopio Rígido. 9108

Díámetro Exterior (ø mm)	Longitud de Trabajo (mm)	Longitud Total (mm)	Ángulo de Campo Visual Real (°)	Ángulo de Visión Oblicua hacia Adelante (°)
6	189	252	35	70



**ESPECIFICACIONES.** Endoscopio Rígido. 9108